

PROVETTE CILINDRICHE



Cod. 06.0306.00

PROVETTA CILINDRICA 48 ML Ø30X104 MM PP

Descrizione

Provette in polipropilene ad ottima trasparenza.
Sterilizzabili in autoclave fino a 120 °C.
Non graduate.

Dati Tecnici

Dimensioni (Øxh mm)	30x104
Capacità (ml)	48
Confezione (pezzi)	25

Varianti

Codice	Prodotto	Dimensioni (Øxh mm)	Capacità (ml)	Confezione (pezzi)
06.0302.00	PROVETTE CILINDRICHE	7	12x100	100
06.0303.00	PROVETTE CILINDRICHE	17x101	16	500
06.0305.00	PROVETTE CILINDRICHE	24x93	31	50
06.0306.00	PROVETTE CILINDRICHE	30x104	48	25
06.0307.00	PROVETTE CILINDRICHE	35x100	70	20

06.0308.00	PROVETTE CILINDRICHE	40x119	110	25
------------	----------------------	--------	-----	----