


RACCORDI Ø 8mm

Cod. 06.0461.00

RACCORDO A "T" Ø 8 MM PP



Descrizione

Raccordi per tubi a T

Materiale: Polipropilene

Sterilizzabili in autoclave. Estremità dentate per una perfetta tenuta. Ottima resistenza chimica.

Conformi alle norme per l'uso con sostanze alimentari. EEC 90/128 92/93 e FDA 21 CFR 177.1520.

Le dimensioni riportate sono sia nominali che esatte poiché l'elasticità dei tubi influenza la scelta del tipo di raccordo adatto.

Dati Tecnici

Dimensioni (Ø esterno mm)	8
Valle/Cresta (Ø mm)	6,9/7,6
Foro (mm)	4,4

Varianti

Codice	Prodotto	Dimensioni (Ø esterno mm)	Valle/Cresta (Ø mm)	Foro (mm)
06.0459.00	RACCORDI A "T" Ø 6mm POLIPROPILENE	6	3,3 /3, 6	1,6
06.0460.00	RACCORDI Ø 8mm	8	4,5/5,4	2,8

06.0461.00	RACCORDI Ø 8mm	8	6,9/7,6	4,4
06.0462.00	RACCORDI Ø 10mm	10	8,7/9,5	6,3
06.0463.00	RACCORDI Ø 12mm	12	10,7/11,5	8,2
06.0520.00	RACCORDI Ø 14mm	14	12,7/13,7	10,0
06.0521.00	RACCORDI Ø 16mm	16	14,7/15,6	12,1