



## RILEVATORI DI FLUSSO A PALLINA

Cod. 06.0538.00

RILEVATORE DI FLUSSO A PALLINA SAN

## **Descrizione**

Rilevatore di flusso a pallina, in copolimero SAN.

Per flussi di liquido da 50 ml/min, in posizione orizzontale, e 140 ml/min, in posizione verticale.

Per flussi d'aria minimo 3 litri/min, in posizione orizzontale, e 8 litri/min, in posizione verticale.

La velocità di rotazione della pallina è proporzionale al flusso; si deve evitare l'uso di fluidi corrosivi o a temperature oltre i 50° C.

## **Dati Tecnici**

Dimensioni (mm)	102x14x57
Connessioni (Ø mm)	6,5-10