

SESSOLE 1000 ml

Cod. 06.1064.00



SESSOLA PER PRELIEVI E CAMPIONAMENTI 1.000 ML PP

Descrizione

Sessole in polipropilene dotate di forma adatta per facilitare il campionamento.

Base piatta ed angoli arrotondati per facilitarne la pulizia

Idonee al contatto con gli alimenti

Dati Tecnici

Materiale	Polipropilene
Capacità (ml)	1000
Dimensione (mm)	141x386,6x69,4

Varianti

Codice	Prodotto	Capacità (ml)	Dimensione (mm)
06.1057.00	SESSOLE IN POLIPROPILENE	10	32x103x16
06.1058.00	SESSOLE 25 ml	25	43,8x137,3x21
06.1059.00	SESSOLE 50 ml	50	55,4x163,7x26
06.1060.00	SESSOLE 100 ml	100	67,2x201,7x34
06.1062.00	SESSOLE 250 ml	250	94x261,5x43,7

06.1063.00	SESSOLE 500 ml	500	112x315x55
06.1064.00	SESSOLE 1000 ml	1000	141x386,6x69,4