



# SPATOLE PER LABORATORIO DOPPIE IN NYLON CARICATO FIBRA DI VETRO

Cod. 06.0594.00

SPATOLA DOPPIA 150 MM NYLON

## Descrizione

Spatole da laboratorio in nylon caricato con fibra di vetro.

Per usi generali, robuste e poco costose realizzate secondo le norme DIN 12890, con eccellente resistenza chimica.

Configurazioni a doppia spatola o spatola più cucchiaio.

Utilizzabili in campo alimentare. (NSF/ANSI STANDARD 51).

## Dati Tecnici

Volume vasca	spatola - spatola
Capacità cucchiaio (ml)	-
Lunghezza (mm)	150

## Varianti

Codice	Prodotto	Volume vasca	Capacità cucchiaio (ml)	Lunghezza (mm)
06.0594.00	SPATOLE PER LABORATORIO DOPPIE IN NYLON CARICATO FIBRA DI VETRO	spatola - spatola	-	150

---

06.0595.00	SPATOLE LABORATORIO	PER	spatola - spatola	-	180
06.0596.00	SPATOLE LABORATORIO CUCCHIAIO IN CARICATO FIBRA DI VETRO	PER CON NYLON	spatola - cucchiaino	1,5	180
06.0593.00	SPATOLE LABORATORIO	PER	210	1,8	spatola - cucchiaino

---