



SPATOLE PER LABORATORIO CON CUCCHIAIO IN NYLON CARICATO FIBRA DI VETRO

Cod. 06.0596.00

SPATOLA CON CUCCHIAIO 180 MM NYLON

Descrizione

Spatole da laboratorio

Materiale: Nylon caricato/fibra di vetro

Spatole per usi generali, robuste e poco costose realizzate secondo le norme DIN 12890, con eccellente resistenza chimica.

Configurazione: spatola più cucchiaio.

Utilizzabili in campo alimentare. (NSF/ANSI STANDARD 51)

Dati Tecnici

Caratteristiche	spatola - cucchiaio
Capacità cucchiaio (ml)	1,5
Lunghezza (mm)	180

Varianti

Codice Prodotto Caratteristiche Capacita cucchiaio (mi) Lunghezza (min)	Codice		Caratteristiche		
---	--------	--	-----------------	--	--



06.0594.00	SPATOLE PER LABORATORIO DOPPIE IN NYLON CARICATO FIBRA DI VETRO	spatola - spatola	-	150
06.0595.00	SPATOLE PER LABORATORIO	spatola - spatola	-	180
06.0596.00	SPATOLE PER LABORATORIO CON CUCCHIAIO IN NYLON CARICATO FIBRA DI VETRO	spatola - cucchiaio	1,5	180
06.0593.00	SPATOLE PER LABORATORIO	210	1,8	spatola - cucchiaio