



SPATOLE PER LABORATORIO CON CUCCHIAIO IN NYLON CARICATO FIBRA DI VETRO

Cod. 06.0596.00

SPATOLA CON CUCCHIAIO 180 MM NYLON

Descrizione

Spatole da laboratorio

Materiale: Nylon caricato/fibra di vetro

Spatole per usi generali, robuste e poco costose realizzate secondo le norme DIN 12890, con eccellente resistenza chimica.

Configurazione: spatola più cucchiaio.

Utilizzabili in campo alimentare. (NSF/ANSI STANDARD 51)

Dati Tecnici

Volume vasca	spatola - cucchiaio
Capacità cucchiaio (ml)	1,5
Lunghezza (mm)	180

Varianti

Codice	Prodotto	Volume vasca	Capacità cucchiaio (ml)	Lunghezza (mm)
--------	----------	--------------	-------------------------	----------------

06.0594.00	SPATOLE LABORATORIO NYLON CARICATO FIBRA DI VETRO	PER DOPPIE IN	spatola - spatola	-	150
06.0595.00	SPATOLE LABORATORIO	PER	spatola - spatola	-	180
06.0596.00	SPATOLE LABORATORIO CUCCHIAIO IN CARICATO FIBRA DI VETRO	PER CON NYLON	spatola - cucchiaio	1,5	180
06.0593.00	SPATOLE LABORATORIO	PER	210	1,8	spatola - cucchiaio
