

SPATOLE PER LABORATORIO



Cod. 06.0593.00

SPATOLA CON CUCCHIAIO 210 MM NYLON

Descrizione

Spatole da laboratorio

Materiale: Nylon caricato/fibra di vetro

Spatole per usi generali, robuste e poco costose realizzate secondo le norme DIN 12890, con eccellente resistenza chimica.

Configurazione: spatola più cucchiaio.

Utilizzabili in campo alimentare. (NSF/ANSI STANDARD 51)

Dati Tecnici

Lunghezza (mm)	210
Capacità cucchiaio (ml)	1,8
Caratteristiche	spatola - cucchiaio

Varianti

Codice	Prodotto	Caratteristiche	Capacità cucchiaio (ml)	Lunghezza (mm)
06.0594.00	SPATOLE PER LABORATORIO DOPPIE IN NYLON CARICATO FIBRA DI VETRO	spatola - spatola	-	150

06.0595.00	SPATOLE LABORATORIO	PER	spatola - spatola	-	180
06.0596.00	SPATOLE LABORATORIO CUCCHIAIO IN CARICATO FIBRA DI VETRO	PER CON NYLON	spatola - cucchiaio	1,5	180
06.0593.00	SPATOLE LABORATORIO	PER	210	1,8	spatola - cucchiaio
