



VASI CILINDRICI CON TAPPO A VITE HDPE

Cod. 06.1563.00

VASO CILINDRICO CON TAPPO NERO 70 ML PE

Descrizione

Vasi cilindrici con tappo a vite, in polietilene ad alta densità (HDPE).

Per il grande diametro della bocca sono particolarmente indicati per polveri e campioni solidi.

Forniti completi di sottotappo e tappo.

Dati Tecnici

Capacità (ml)	70
Dimensioni (ØxH mm)	50x60
Dimensioni bocca (Ø int.)	36

Varianti

Codice	Prodotto	Capacità (ml)	Dimensioni (ØxH mm)	Dimensioni bocca (Ø int.)
06.1563.00	VASI CILINDRICI CON TAPPO A VITE HDPE	70	50x60	36
06.1564.00	VASI 120 ml	120	56x71	36
06.1565.00	VASI 250 ml	250	69x94	50
06.1566.00	VASI 500 ml	500	86x107	70



06.1567.00	VASI 1000 ml	1000	111x128	85	
06.1569.00	VASI 1500 ml	1500	111x182	87	
06.1568.00	VASI 2000 ml	2000	111x235	87	