

# VASI 250 ml

Cod. 06.1565.00



VASO CILINDRICO CON TAPPO NERO 250 ML PE

## Descrizione

Vasi cilindrici con tappo

Materiale: HDPE

Per il grande diametro della bocca sono particolarmente indicati per polveri e campioni solidi.

Forniti completi di sottotappo e tappo.

## Dati Tecnici

Capacità (ml)	250
Dimensioni (ØxH mm)	69x94
Dimensioni bocca (Ø int.)	50

## Varianti

Codice	Prodotto	Capacità (ml)	Dimensioni (ØxH mm)	Dimensioni bocca (Ø int.)
06.1563.00	VASI CILINDRICI CON TAPPO A VITE HDPE	70	50x60	36
06.1564.00	VASI 120 ml	120	56x71	36

---

06.1565.00	VASI 250 ml	250	69x94	50
06.1566.00	VASI 500 ml	500	86x107	70
06.1567.00	VASI 1000 ml	1000	111x128	85
06.1569.00	VASI 1500 ml	1500	111x182	87
06.1568.00	VASI 2000 ml	2000	111x235	87

---