

# VASI 500 ml

Cod. 06.1566.00



VASO CILINDRICO CON TAPPO NERO 500 ML PE

## Descrizione

Vasi cilindrici con tappo

Materiale: HDPE

Per il grande diametro della bocca sono particolarmente indicati per polveri e campioni solidi.

Forniti completi di sottotappo e tappo.

## Dati Tecnici

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Capacità (ml)             | 500    |
| Dimensioni (ØxH mm)       | 86x107 |
| Dimensioni bocca (Ø int.) | 70     |

## Varianti

| Codice     | Prodotto                              | Capacità (ml) | Dimensioni (ØxH mm) | Dimensioni bocca (Ø int.) |
|------------|---------------------------------------|---------------|---------------------|---------------------------|
| 06.1563.00 | VASI CILINDRICI CON TAPPO A VITE HDPE | 70            | 50x60               | 36                        |
| 06.1564.00 | VASI 120 ml                           | 120           | 56x71               | 36                        |
| 06.1565.00 | VASI 250 ml                           | 250           | 69x94               | 50                        |

|            |              |      |         |    |
|------------|--------------|------|---------|----|
| 06.1566.00 | VASI 500 ml  | 500  | 86x107  | 70 |
| 06.1567.00 | VASI 1000 ml | 1000 | 111x128 | 85 |
| 06.1569.00 | VASI 1500 ml | 1500 | 111x182 | 87 |
| 06.1568.00 | VASI 2000 ml | 2000 | 111x235 | 87 |