

STAR-RACK TIPO A

Cod. 07.2697.00

PORTAPROVETTE COMBINATI PER LA PCR® CF 5 TIPO A 96 POSTI



Descrizione

Rack con coperchio in polipropilene con griglia di riferimento stampata e resistenti a temperature da -90 a +121° C. Disponibili in due configurazioni:

- Tipo A, con 92 alloggiamenti per tubi da 0,2 ml, tipo PCR, anche in strip o piastra.
- Tipo B, con 32 alloggiamenti per tubi da 0,2 ml, 16 per tubi da 0,5 ml, 24 per tubi da 1,5/2 ml.

Il rack "Tipo A", senza coperchio, può essere inserito all'interno del rack "Tipo B".

Vengono forniti in confezioni da 5 pezzi, in colori assortiti tra: blu, verde, arancione, rosa e giallo.

Dati Tecnici

Modello	Tipo A
Numero di posti	96
Confezione (pezzi)	5

Varianti

Codice	Prodotto	Modello	Numero di posti
07.2697.00	STAR-RACK TIPO A	Tipo A	96

07.2698.00	STAR-RACK TIPO B	Tipo B	72
07.2700.00	STAR-RACK TIPO A+B	Tipo A+B	136