

STAR-RACK TIPO B

Cod. 07.2698.00

PORTAPROVETTE COMBINATI PER LA PCR® CF 6 TIPO B 72 POSTI



Descrizione

Portaprovette con coperchio in polipropilene.

Possono alloggiare 32 microprovette da 0,2 ml., 16 da 0,5 ml. e 24 provette da 1,5/2,0 ml.

Il rack tipo A senza coperchio può essere alloggiato all'interno del rack tipo B.

Griglia di riferimento stampata.

Resistono a temperature da -90 °C a +121 °C.

Forniti in confezione da 5 pz. in colori assortiti: blu, verde, arancione, rosa e giallo.

Dati Tecnici

Modello	Tipo B
Numero di posti	72
Confezione (pezzi)	5

Varianti

Codice	Prodotto	Modello	Numero di posti
07.2697.00	STAR-RACK TIPO A	Tipo A	96

07.2698.00	STAR-RACK TIPO B	Tipo B	72
07.2700.00	STAR-RACK TIPO A+B	Tipo A+B	136