

STAR-RACK TIPO A+B

Cod. 07.2700.00

PORTAPROVETTE COMBINATI PER LA PCR® CF 7 TIPO A+B 136 POSTI



Descrizione

Combinazione del rack tipo A + il rack tipo B che permette di alloggiare 96 microprovette singole o in strip da 0,2 ml., 16 microprovette da 0,5 ml. e 24 provette da 1,5/2,0 ml.

Resistono a temperature da -90 °C a +121 °C.

Forniti in confezione da 5 pz. in colori assortiti: blu, verde, arancione, rosa e giallo.

Dati Tecnici

Modello	Tipo A+B
Numero di posti	136
Confezione (pezzi)	5

Varianti

Codice	Prodotto	Modello	Numero di posti
07.2697.00	STAR-RACK TIPO A	Tipo A	96
07.2698.00	STAR-RACK TIPO B	Tipo B	72
07.2700.00	STAR-RACK TIPO A+B	Tipo A+B	136

