

STAR-TAG PER PCR®

Cod. 07.2715.00

Etichette Star-Tag per PCR® dimensioni mm 20X6 rotolo 1000 pezzi



Descrizione

Etichette per microprovette e micropiastre.

Aderiscono completamente a qualsiasi condizione.

Sono adatte per l'utilizzo in freezer, centrifughe, termociclatori, shaker, vortex e bagni termostatici.

Resistono a temperature da -85 °C fino a +121 °C.

Sono pretagliate e accettano scrittura con qualsiasi tipo di penna.

Dati Tecnici

Adatte per	Microprovette da 0,2 ml
Dimensione (mm)	20x6
Confezione (pezzi)	Rotolo da 1000

Varianti

Codice	Prodotto	Adatte per	Dimensione (mm)	Confezione (pezzi)
07.2710.00	STAR-TAG PER PCR®	Microprovette da 1,5/2,0 ml	32,5x12,5	Rotolo da 1000
07.2713.00	STAR-TAG PER PCR®	Microprovette da 0,5/0,65 ml	24x12,5	Rotolo da 1000

07.2715.00	STAR-TAG PER PCR®	Microprovette da 0,2 ml	20x6	Rotolo da 1000
07.2720.00	STAR-TAG PER PCR®	Tappi per provette da Ø 9,5 ml.1,5/2,0		Rotolo da 2000