

STAR-TAG PER PCR®

Cod. 07.2720.00

Etichette Star-Tag per PCR® dimensioni mm Ø 9,5 rotolo 2000 pezzi



Descrizione

Etichette per microprovette e micropiastre.

Aderiscono completamente a qualsiasi condizione.

Sono adatte per l'utilizzo in freezer, centrifughe, termociclatori, shaker, vortex e bagni termostatici.

Resistono a temperature da -85 °C fino a +121 °C.

Sono pretagliate e accettano scrittura con qualsiasi tipo di penna.

Dati Tecnici

Adatte per	Tappi per provette da ml.1,5/2,0
Dimensione (mm)	Ø 9,5
Confezione (pezzi)	Rotolo da 2000

Varianti

Codice	Prodotto	Adatte per	Dimensione (mm)	Confezione (pezzi)
07.2710.00	STAR-TAG PER PCR®	Microprovette da 1,5/2,0 ml	32,5x12,5	Rotolo da 1000
07.2713.00	STAR-TAG PER PCR®	Microprovette da 0,5/0,65 ml	24x12,5	Rotolo da 1000

07.2715.00	STAR-TAG PER PCR®	Microprovette da 0,2 ml	20x6	Rotolo da 1000
07.2720.00	STAR-TAG PER PCR®	Tappi per provette da Ø 9,5 ml.1,5/2,0		Rotolo da 2000