



MICROPROVETTE DA CENTRIFUGA

Cod. 07.3000.06

Microprovette Eppendorf, tappo Safelock, Quality™, fondo conico, colore neutro ml 1,5 cf 1000

Descrizione

Caratteristiche:

- Polipropilene vergine molto trasparente autoclavabile fino a 121°C per 20 minuti.
- Dotate di un tappo piano con gancio di sicurezza.
- Dispongono di graduazione e banda di scrittura.
- Colore neutro.

Dati Tecnici

Capacità (ml)	1,5
Confezione (pezzi)	1000

Varianti

Codice	Prodotto	Capacità (ml)	Confezione (pezzi)
07.2970.04	MICROPROVETTE DA CENTRIFUGA	0,5	500
07.3000.06	MICROPROVETTE DA CENTRIFUGA	1,5	1000
07.3030.07	MICROPROVETTE DA CENTRIFUGA	2,0	1000