



MICROPROVETTE DA CENTRIFUGA

Cod. 07.3060.04

Microprovette Eppendorf, tappo Safelock Biopur, fondo conico, colore neutro, singole sterili ml 0,5 cf 50

Descrizione

Caratteristiche:

- Colore neutro.
- Per la manipolazione sicura di campioni preziosi e tossici e di sostanze radioattive o DNA.
- coperchio con cerniera con un piccolo gancio che si aggancia intorno al bordo della provetta.
- Sterili in blister singolo, apirogene, DNA-free, RN-ase free e ATP free

Dati Tecnici

Capacità (ml)	0,5
Confezione (pezzi)	50

Varianti

Codice	Prodotto	Capacità (ml)	Confezione (pezzi)
07.3060.04	MICROPROVETTE DA CENTRIFUGA	0,5	50
07.3070.06	MICROPROVETTE DA CENTRIFUGA	1,5	100
07.3080.07	MICROPROVETTE DA CENTRIFUGA	2,0	100