

MICROPROVETTE DA CENTRIFUGA

Cod. 07.3080.07

Microprovette Eppendorf, tappo Safelock Biopur, fondo conico, colore neutro, singole sterili ml 2 cf 100



Descrizione

Caratteristiche:

- Colore neutro.
- Per la manipolazione sicura di campioni preziosi e tossici e di sostanze radioattive o DNA.
- coperchio con cerniera con un piccolo gancio che si aggancia intorno al bordo della provetta.
- Sterili in blister singolo, apirogene, DNA-free, RN-ase free e ATP free

Dati Tecnici

| | |
|--------------------|-----|
| Capacità (ml) | 2,0 |
| Confezione (pezzi) | 100 |

Varianti

| Codice | Prodotto | Capacità (ml) | Confezione (pezzi) |
|------------|-----------------------------|---------------|--------------------|
| 07.3060.04 | MICROPROVETTE DA CENTRIFUGA | 0,5 | 50 |
| 07.3070.06 | MICROPROVETTE DA CENTRIFUGA | 1,5 | 100 |
| 07.3080.07 | MICROPROVETTE DA CENTRIFUGA | 2,0 | 100 |