

MICROPROVETTE TIPO EPPENDORF PER ROUTINE

Cod. 06.0279.00

MICROPROVETTE TIPO EPPENDORF PER ROUTINE PP CON TAPPO ML
1,5 BANDA DI SCRITTURA GRADUATE CF 1000



Descrizione

Microprovette per campioni in polipropilene con tappo e con fascia per scrittura, graduate.

Possono essere usate in centrifuga fino a 11.000 RCF.

Colore neutro.

Dati Tecnici

Capacità (ml)	1,5
Dimensioni (Øxh mm)	11x40
Banda di scrittura	Si
Graduazione	Si
Confezione (pezzi)	1000

Varianti

Codice	Prodotto	Capacità (ml)	Dimensioni (Øxh mm)	Banda di scrittura	Graduazione
07.2860.04	MICROPROVETTE TIPO EPPENDORF PER ROUTINE	0,5	7,5x30	No	No

06.0279.00	MICROPROVETTE TIPO EPPENDORF PER ROUTINE	1,5	11x40	Si	Si
06.0298.00	MICROPROVETTE TIPO EPPENDORF PER ROUTINE	1,5	11x40	No	No
07.3534.99	MICROPROVETTE TIPO EPPENDORF PER ROUTINE	2	11x42	Si	No
