

MICROPROVETTE TIPO EPPENDORF PER ROUTINE



Cod. 06.0298.00

MICROPROVETTE TIPO EPPENDORF PER ROUTINE PP CON TAPPO ML
1,5 CF 1000

Descrizione

Microprovette per campioni in polipropilene con tappo.

Possono essere usate in centrifuga fino a 11.000 RCF.

Colore neutro.

Dati Tecnici

Capacità (ml)	1,5
Dimensioni (Øxh mm)	11x40
Banda di scrittura	No
Graduazione	No
Confezione (pezzi)	1000

Varianti

Codice	Prodotto	Capacità (ml)	Dimensioni (Øxh mm)	Banda di scrittura	Graduazione
07.2860.04	MICROPROVETTE TIPO EPPENDORF PER ROUTINE	0,5	7,5x30	No	No

06.0279.00	MICROPROVETTE TIPO EPPENDORF PER ROUTINE	1,5	11x40	Sì	Sì
06.0298.00	MICROPROVETTE TIPO EPPENDORF PER ROUTINE	1,5	11x40	No	No
07.3534.99	MICROPROVETTE TIPO EPPENDORF PER ROUTINE	2	11x42	Sì	No