

PORTAPROVETTE MICRO A 100 POSTI

Cod. 06.0563.06

PORTAPROVETTE MICRO A 100 POSTI PP A DUE PIANI PER TUBI ML 1,5
COLORE GIALLO



Descrizione

Portaprovette micro per provette tipo Eppendorf da 1,5 ml.

Materiale: Polipropilene

Portaprovette a due piani disponibile in quattro colori; è un supporto molto versatile, autoclavabile e può essere usato sia a secco che in bagno-maria o in freezer.

Ogni portaprovette è dotato di griglia alfanumerica stampata in rilievo sul piano superiore che permette una facile identificazione dei campioni.

Può accomodare 100 provette da 1,5 ml con tappo chiuso o senza tappo e 50 provette da 1,5 ml con il tappo aperto.

I portaprovette sono sovrapponibili anche con le provette inserite e sono dotati di apposita superficie per l'apposizione di etichette su entrambi i lati (per codici a barre, ecc.).

Dati Tecnici

Numero di posti	100.
Dimensione (LxPxH mm)	109,5x263x45
Colore	Giallo

Varianti

Codice	Prodotto	Numero di posti			Colore
06.0563.03	PORTAPROVETTE MICRO A 100 POSTI	100			Bianco
06.0563.04	PORTAPROVETTE MICRO A 100 POSTI	100			Blu
06.0563.06	PORTAPROVETTE MICRO A 100 POSTI	100.			Giallo
06.0563.10	PORTAPROVETTE MICRO A 100 POSTI	100			Rosso