

RACK

Cod. 07.4790.55

PORTAPROVETTE PER VIALS IN POLIPROPILENE A 50 POSTI CF5



Descrizione

Rack per Vial in polipropilene chimicamente resistente. Possono essere usati direttamente negli shaker o nei bagnomaria, impilabili, autoclavabili a 121 °C per 20 minuti, con griglia alfanumerica per una facile identificazione dei campioni.

Dati Tecnici

Numero di posti	90
Diametro foro (mm)	17,1
Dimensioni (LxPxH mm)	320x170x30
Confezione (pezzi)	5

Varianti

Codice	Prodotto	Numero di posti	Diametro foro (mm)	Dimensioni (LxPxH mm)
07.4790.44	RACK	48	15,5	266x94x28
07.4790.40	RACK	36	23,1	322x91x28
07.4790.45	RACK	50	28,1	320x170x30
07.4790.55	RACK	90	17,1	320x170x30
07.4795.45	RACK	50	30	337x170x30

07.4795.56	RACK	96	9,5	185x125x22
------------	------	----	-----	------------