


PORTAPROVETTE MULTIPLO



Cod. 06.0985.00

Portaprovette multiplo in polipropilene ruotabile confezione da 5 colori assortiti

Descrizione

Caratteristiche:

Rack portaprovette agganciabile per provette di 4 diverse misure.
Si può creare un portaprovette multiplo agganciando più portaprovette.
In polipropilene ad alta resistenza, in grado di sostenere :

- 4 provettoni da 50 ml
- 12 provette coniche da 15 ml
- 32 microprovette da 1,5/0,5 ml.

Autoclavabile.

Dimensioni 175 x 95 x 51 mm.

Forniti in confezione da 5 pezzi, in colori assortiti.

Dati Tecnici

Dimensione (LxPxH mm)	174x95x52
Colore	Blu, verde, rosa, giallo, arancione (secondo disponibilità)
Confezione (pezzi)	1