

COMBI MAXI 92

Cod. 06.0987.11

PORTAPROVETTE COMBI-MAX 92 POSTI COLORE ASSORTITI CF 5



Descrizione

Portaprovette completamente ruotabili con possibilità di alloggiare:

- 8 provette da ml 50 (Ø 30 mm.)
- 20 provette da ml. 20/30 (Ø 21 mm.)
- 24 provette da ml. 15 (Ø 17 mm.)
- 40 provette da ml. 1,5/2,0 (Ø 13 mm.)

Dimensioni (LxPxh mm.): 198x114x95

Dati Tecnici

Colore	Neon assortiti: blu, verde, arancio, rosa, giallo
Confezione (pezzi)	5