


BESTRACK REVERSIBILE

Cod. 06.0940.41

STAR-RACK REVERSIBILI DI STOCCAGGIO PP CF 5 DIM. LXPXH MM.
170x80x50



Descrizione

Rack di stoccaggio in polipropilene con coperchio trasparente, eversibili: accettano differenti combinazioni di provette da 0,5 e da 1,5/2,0 ml, sui due lati.

Autoclavabili, resistono a temperature da -90 a +121° C.

Forniti in confezioni da 5 pezzi, in colori assortiti: blu, verde, arancione, rosa, giallo.

Dati Tecnici

N° posti (lato A)	32 (tubi da 0,5 ml) + 8 (da 2,0 ml)
N° posti (lato B)	8 (tubi da 0,5 ml) + 32 (da 1,5/2,0 ml)
Dimensione (LxPxH mm)	170x80x50
Confezione (pezzi)	5

Varianti

Codice	Prodotto	N° posti (lato A)	N° posti (lato B)	Dimensione (LxPxH mm)
06.0940.41	BESTRACK REVERSIBILE	32 (tubi da 0,5 ml) + 8 (da 2,0 ml)	8 (tubi da 0,5 ml) + 32 (da 1,5/2,0 ml)	170x80x50
06.0940.00	BESTRACK REVERSIBILE	64 (tubi da 0,5 ml)	64 (tubi da 1,5/2,0 ml)	130x130x50

