

BESTRACK REVERSIBILE

Cod. 06.0940.00

STAR-RACK REVERSIBILI DI STOCCAGGIO PP CF 5 DIM. LXPXH MM.
130x130x50



Descrizione

- Rack di stoccaggio in polipropilene con coperchio trasparente.
- Autoclavabile, resiste a temperature da -90 °C a + 121 °C.
- Reversibile.
- Accetta differenti combinazioni di provette da ml. 0,5 e da ml. 1,5/2,0 sui due lati.

Dati Tecnici

N° posti (lato A)	64 (tubi da 0,5 ml)
N° posti (lato B)	64 (tubi da 1,5/2,0 ml)
Dimensione (LxPxH mm)	130x130x50
Colore	Neon assortiti (blu,verde,arancione,rosa,giallo)

Varianti

Codice	Prodotto	N° posti (lato A)	N° posti (lato B)	Dimensione (LxPxH mm)
06.0940.41	BESTRACK REVERSIBILE	32 (tubi da 0,5 ml) + 8 (da 2,0 ml)	8 (tubi da 0,5 ml) + 32 (da 1,5/2,0 ml)	170x80x50
06.0940.00	BESTRACK REVERSIBILE	64 (tubi da 0,5 ml)	64 (tubi da 1,5/2,0 ml)	130x130x50

