

EASY-GRASP 96 POSTI

Cod. 06.0940.56

EASY-GRASP PORTOPROVETTE REVERSIBILI 96 POSTI CF 5



Descrizione

Rack in polipropilene con 96 posti per tubi da 0,5 ml, su un lato, e tubi da 1,5/2,0 ml, sul lato opposto. I posti sono organizzati secondo una griglia 8x12; il coperchio si inserisce in appositi agganci alle estremità del rack. La griglia particolare permette una facile rimozione dei tubi.

Autoclavabile.

Fornito in colori assortiti: blu, verde, rosa, giallo e arancio; in confezioni da 5 pezzi.

Dati Tecnici

N° posti (lato A)	96 (tubi da 0,5 ml)
N° posti (lato B)	96 (tubi da 1,5/2,0 ml)
Dimensione (LxPxH mm)	246x121x50