

FRACTION-RACK 80 POSTI

Cod. 06.0940.53

FRACTION-RACK 80 POSTI RACK DI STOCCAGGIO PP 80 POSTI CF 5



Descrizione

Rack di stoccaggio in polipropilene senza coperchio. Facile da riempire, organizzato in 5 file da 16 posti, per provette da 1,5/2,0 ml. La griglia impressa favorisce l'identificazione dei campioni.

Autoclavabile, resiste a temperature da -90 a +121° C.

Conf 5 pz.

Dati Tecnici

Numero di posti	80
Numero file	5x16
Dimensione (LxPxH mm)	225x67x28
Colore	Assortiti (blu,verde,arancione,rosa,giallo)
Confezione (pezzi)	5