

# BOX STOCCAGGIO IN POLIPROPILENE

Cod. 06.0993.00



Scatole di stoccaggio in polipropilene con coperchio incernierato 81 posti conf. 5

## Descrizione

Caratteristiche principali:

- Scatole/Box di stoccaggio per microprovette e vials per criogenia da 1,5/2,0 ml in polipropilene resistenti, autoclavabili.
- Conservabili in freezer a -85 C°.
- Coperchio con griglia alfanumerica.
- Confezione da 5 pezzi colori assortiti: blu, verde, viola, giallo, arancione.

## Dati Tecnici

Volume vasca	Coperchio mobile
Numero di posti	81
Confezione (pezzi)	5
Dimensione (LxPxH mm)	130x130x47

## Varianti

Codice	Prodotto	Volume vasca	Numero di posti	Dimensione (LxPxH mm)
06.0992.00	BOX STOCCAGGIO POLIPROPILENE	IN Coperchio incernierato	100	141x151x57
06.0993.00	BOX STOCCAGGIO POLIPROPILENE	IN Coperchio mobile	81	130x130x47

