


CRYO-SECURE

Cod. 06.0980.00

Portaprovette con coperchio CRYO-SECURE



Descrizione

Caratteristiche principali:

- Utilizzate per mantenere a bassa temperatura quando vengono rimossi dal congelatore: reagenti, cellule, enzimi
- In policarbonato molto resistente.
- Completi di coperchio trasparente.
- Non autoclavabili.
- Reversibili.
- Disponibili per 2 range di temperatura.
- Confezione singola.

Dati Tecnici

N° posti (lato A)	20 da 0,5 ml
N° posti (lato B)	20 da 1,5 ml
Colore	Bianco
Mantenimento temperatura	0° C minimo 5 h
Dimensioni (LxPxH mm)	170x110x105

Varianti

Codice	Prodotto	Colore	Mantenimento temperatura
--------	----------	--------	--------------------------

06.0980.00	CRYO-SECURE	Bianco	0° C minimo 5 h
06.0981.00	CRYO-SECURE	Blu	-15/-20° C massimo 2 h