


CRYO-SECURE

Cod. 06.0981.00

Portaprovette con coperchio CRYO-SECURE



Descrizione

Caratteristiche principali:

- Utilizzate per mantenere a bassa temperatura quando vengono rimossi dal congelatore: reagenti, cellule, enzimi
- In policarbonato molto resistente.
- Completi di coperchio trasparente.
- Non autoclavabili.
- Reversibili.
- Disponibili per 2 range di temperatura.
- Confezione singola.

Dati Tecnici

N° posti (lato A)	20 da 0,5 ml
N° posti (lato B)	20 da 1,5 ml
Colore	Blu
Mantenimento temperatura	-15/-20° C massimo 2 h

Varianti

Codice	Prodotto	Colore	Mantenimento temperatura
06.0980.00	CRYO-SECURE	Bianco	0° C minimo 5 h

06.0981.00

CRYO-SECURE

Blu

-15/-20° C massimo 2 h
