

BOX CARTONE

Cod. 06.0945.00

Box di stoccaggio in cartone per stoccaggio criogenico con divisori interni, resistenti in congelatore a -100°C



Descrizione

Dati Tecnici

Dimensione (LxPxH mm)	132x132x50
Numero di posti	81
Caratteristiche	Per vials da 1,5/2,0 ml.
Confezione (pezzi)	10

Varianti

Codice	Prodotto	Dimensione (LxPxH mm)	Numero di posti	Caratteristiche
06.0945.00	BOX CARTONE	132x132x50	81	Per vials da 1,5/2,0 ml.
06.0944.00	BOX CARTONE	140x140x80	100	Per provette/vials da 5 ml.