



PROVETTE SENZA BORDO

Cod. 07.3200.09

Provette cilindriche tipo coagulometro senza bordo Øxh 11,5X55 mm 3 ml polipropilene cf 1000

Descrizione

Caratteristiche:

- Monouso cilindriche con fondo rotondo o con fondo conico, per usi di laboratorio.
- Realizzate in Polistirene o in Polipropilene.
- Utilizzabili in centrifuga. Il dato RCF è ampiamente influenzato da diverse condizioni, ad esempio: la conformazione del rotore della centrifuga, la disposizione delle provette all'interno del rotore, i prodotti chimici usati, la temperatura ed il tempo di centrifugazione. Quindi il valore di RCF è indicativo.

Dati Tecnici

Dimensioni (Øxh mm)	11,5x55
Capacità (ml)	3
Materiale	Polipropilene
Confezione (pezzi)	1000

Varianti

Codice	Prodotto	Dimensioni (Øxh mm)	Capacità (ml)	Materiale
07.3200.09	PROVETTE SENZA BORDO	11,5x55	3	Polipropilene
07.3350.09	PROVETTE SENZA BORDO	11x70	3	Polistirene

07.3470.11	PROVETTE SENZA BORDO	12x75	5	Polipropilene
07.3480.11	PROVETTE SENZA BORDO	12x75	5	Polistirene
07.3950.27	PROVETTE SENZA BORDO	16x150	20	Polistirene
07.3552.99	PROVETTE SENZA BORDO	13x75	5	Polipropilene
07.3553.99	PROVETTE SENZA BORDO	13x75	5	Polistirene