



PROVETTE CILINDRICHE STERILI

Cod. 07.3730.17

Provette cilindriche sterili tappo a pressione Øxh 16x100 mm 10 ml polistirene
cf multipla imballo 1800 pezzi

Descrizione

Provette in plastica monouso con fondo cilindrico e tappo a pressione, sterili.

Dati Tecnici

Dimensioni (Øxh mm)	16x100
Capacità (ml)	10
Materiale	Polistirene
Etichetta	No
Confezione	Multipla
Imballo (pezzi)	1800

Varianti

Codice	Prodotto	Dimensioni(Øxh mm)	Capacità (ml)	Materiale	Etichetta	Confezione	Imballo (pezzi)
07.3730.17	PROVETTE CILINDRICHE STERILI	16x100	10	Polistirene	No	Multipla	1800
07.3750.17	PROVETTE CILINDRICHE STERILI	16x100	10	Polistirene	Sì	Multipla	1800

07.3960.27	PROVETTE CILINDRICHE STERILI	16x150	20	Polistirene	No	Multipla	1000
07.3554.99	PROVETTE CILINDRICHE STERILI	16x100	10	Polistirene	Sì	Singola	1000
07.3555.99	PROVETTE CILINDRICHE STERILI	16x100	10	Polipropilene	Sì	Multipla	1250
07.3556.99	PROVETTE CILINDRICHE STERILI	16x100	10	Polipropilene	Sì	Singola	1000
07.3557.99	PROVETTE CILINDRICHE STERILI	16x150	20	Polistirene	Sì	Singola	500