

PROVETTE TAPPO A VITE

Cod. 07.8830.03



Provette cilindriche polipropilene con tappo a vite Øxh mm.16X100 ml 10 conf.
1000 pezzi

Descrizione

Provette in plastica monouso con fondo cilindrico e tappo a vite.

Dati Tecnici

Dimensioni (Øxh mm)	16x100
Capacità (ml)	10
Materiale	Polipropilene
Etichetta	No
Confezione (pezzi)	1000

Varianti

Codice	Prodotto	Materiale
07.8830.03	PROVETTE TAPPO A VITE	Polipropilene
07.3561.99	PROVETTE TAPPO A VITE	Polistirene