

PROVETTE CONICHE STERILI

Cod. 07.4040.22

Provette coniche con tappo a vite sterili Øxh 17X120 mm 15 ml polipropilene graduazione in rilievo conf. multipla imballo 1050 pezzi



Descrizione

Dati Tecnici

Dimensioni (Øxh mm)	17x120
Capacità (ml)	15
Materiale	Polipropilene
Graduazione	In rilievo
Confezione	Multipla
Imballo (pezzi)	150/1050

Varianti

Codice	Prodotto	Dimensioni(Øxh mm)	Capacità (ml)	Materiale	Graduazione	Confezione	Imballo (pezzi)
07.4040.22	PROVETTE CONICHE STERILI	17x120	15	Polipropilene	In rilievo	Multipla	150/1050
07.4040.45	PROVETTE CONICHE STERILI	30x115	50	Polipropilene	In rilievo	Multipla	100/600

07.4025.22	PROVETTE CONICHE STERILI	17x120	15	Polipropilene	Serigrafata	Multipla	50/1000
07.4025.45	PROVETTE CONICHE STERILI	30x115	50	Polipropilene	Serigrafata	Multipla	25/500
07.3568.99	PROVETTE CONICHE STERILI	17x120	15	Polipropilene	Serigrafata	Singola	750
07.3569.99	PROVETTE CONICHE STERILI	17x120	15	Polistirene	In rilievo	Multipla	150/1050
07.3570.99	PROVETTE CONICHE STERILI	17x120	15	Polistirene	In rilievo	Singola	700
07.3571.99	PROVETTE CONICHE STERILI	17x120	15	Polipropilene	Serigrafata	Rack	50/500
07.3572.99	PROVETTE CONICHE STERILI	30x115	50	Polipropilene	Serigrafata	Singola	600
07.3573.99	PROVETTE CONICHE STERILI	30x115	50	Polipropilene	Serigrafata	Rack	25/500