

PROVETTE TAPPO A VITE



Cod. 07.4020.22

Provette coniche tappo a vite Øxh mm 17X120 ml 15 polipropilene
graduazione serigrafata conf. 50 imballo 750 pezzi

Descrizione

Dati Tecnici

Dimensioni (Øxh mm)	17x120
Capacità (ml)	15
Materiale	Polipropilene
Graduazione	Serigrafata
Confezione	Sacchetti
Imballo (pezzi)	50/750

Varianti

Codice	Prodotto	Dimensioni(Øxh mm)	Capacità (ml)	Materiale	Graduazione	Confezione	Imballo (pezzi)
07.4030.22	PROVETTE TAPPO A VITE	17x120	15	Polipropilene	In rilievo	Sacchetti	150/750
07.4030.45	PROVETTE TAPPO A VITE	30x115	50	Polipropilene	In rilievo	Sacchetti	100/500
07.4020.22	PROVETTE TAPPO A VITE	17x120	15	Polipropilene	Serigrafata	Sacchetti	50/750

07.4020.45	PROVETTE TAPPO A VITE	30x115	50	Polipropilene	Serigrafata	Sacchetti	25/500
07.3562.99	PROVETTE TAPPO A VITE	17x120	15	Polipropilene	Serigrafata	Rack	50/500
07.3563.99	PROVETTE TAPPO A VITE	17x120	15	Polistirene	In rilievo	Sacchetti	150/750
07.3564.99	PROVETTE TAPPO A VITE	30x115	50	Polipropilene	Serigrafata	Rack	25/500