

PROVETTE CONICHE STERILI



Cod. 07.4025.22

Provette coniche con tappo a vite sterili Øxh 17x120 mm 15 ml polipropilene serigrafate confezione 50 imballo 1000 pezzi

Descrizione

Dati Tecnici

Dimensioni (Øxh mm)	17x120
Capacità (ml)	15
Materiale	Polipropilene
Graduazione	Serigrafata
Confezione	Multipla
Imballo (pezzi)	50/1000

Varianti

Codice	Prodotto	Dimensioni(Øxh mm)	Capacità (ml)	Materiale	Graduazione	Confezione	Imballo (pezzi)
07.4040.22	PROVETTE CONICHE STERILI	17x120	15	Polipropilene	In rilievo	Multipla	150/1050
07.4040.45	PROVETTE CONICHE STERILI	30x115	50	Polipropilene	In rilievo	Multipla	100/600

07.4025.22	PROVETTE CONICHE STERILI	17x120	15	Polipropilene	Serigrafata	Multipla	50/1000
07.4025.45	PROVETTE CONICHE STERILI	30x115	50	Polipropilene	Serigrafata	Multipla	25/500
07.3568.99	PROVETTE CONICHE STERILI	17x120	15	Polipropilene	Serigrafata	Singola	750
07.3569.99	PROVETTE CONICHE STERILI	17x120	15	Polistirene	In rilievo	Multipla	150/1050
07.3570.99	PROVETTE CONICHE STERILI	17x120	15	Polistirene	In rilievo	Singola	700
07.3571.99	PROVETTE CONICHE STERILI	17x120	15	Polipropilene	Serigrafata	Rack	50/500
07.3572.99	PROVETTE CONICHE STERILI	30x115	50	Polipropilene	Serigrafata	Singola	600
07.3573.99	PROVETTE CONICHE STERILI	30x115	50	Polipropilene	Serigrafata	Rack	25/500