

PROVETTE CONICHE STERILI



Cod. 07.4025.45

Provette coniche con tappo a vite sterili Øxh 30X115 mm 50 ml polipropilene serigrafate conf. 25 imballo 500 pezzi

Descrizione

Dati Tecnici

Dimensioni (Øxh mm)	30x115
Capacità (ml)	50
Materiale	Polipropilene
Graduazione	Serigrafata
Confezione	Multipla
Imballo (pezzi)	25/500

Varianti

Codice	Prodotto	Dimensioni(Øxh mm)	Capacità (ml)	Materiale	Graduazione	Confezione	Imballo (pezzi)
07.4040.22	PROVETTE CONICHE STERILI	17x120	15	Polipropilene	In rilievo	Multipla	150/1050
07.4040.45	PROVETTE CONICHE STERILI	30x115	50	Polipropilene	In rilievo	Multipla	100/600

07.4025.22	PROVETTE CONICHE STERILI	17x120	15	Polipropilene	Serigrafata	Multipla	50/1000
07.4025.45	PROVETTE CONICHE STERILI	30x115	50	Polipropilene	Serigrafata	Multipla	25/500
07.3568.99	PROVETTE CONICHE STERILI	17x120	15	Polipropilene	Serigrafata	Singola	750
07.3569.99	PROVETTE CONICHE STERILI	17x120	15	Polistirene	In rilievo	Multipla	150/1050
07.3570.99	PROVETTE CONICHE STERILI	17x120	15	Polistirene	In rilievo	Singola	700
07.3571.99	PROVETTE CONICHE STERILI	17x120	15	Polipropilene	Serigrafata	Rack	50/500
07.3572.99	PROVETTE CONICHE STERILI	30x115	50	Polipropilene	Serigrafata	Singola	600
07.3573.99	PROVETTE CONICHE STERILI	30x115	50	Polipropilene	Serigrafata	Rack	25/500