

PIPETTE GRADUATE PER SIEROLOGIA



Cod. 07.2370.05

PIPETTE GRADUATE PER SIEROLOGIA ml 1 div. 1/100 sterile cf singola
imballo 1000

Descrizione

Pipette in polistirolo per sierologia, graduate a volume sino alla punta.

Precotonate.

Disponibili sterili in confezione singola, multipla e non sterili.

Dati Tecnici

Capacità (ml)	1
Divisione (ml)	1/100
Sterile	Sì
Confezione (pezzi)	Singola
Imballo (pezzi)	1000

Varianti

Codice	Prodotto	Capacità (ml)	Divisione (ml)	Sterile	Confezione (pezzi)	Imballo (pezzi)
07.2370.05	PIPETTE GRADUATE PER SIEROLOGIA	1	1/100	Sì	Singola	1000

07.2370.07	PIPETTE GRADUATE SIEROLOGIA	PER	2	1/100	Sì	Singola	1000
07.2370.11	PIPETTE GRADUATE SIEROLOGIA	PER	5	1/10	Sì	Singola	500
07.2370.17	PIPETTE GRADUATE SIEROLOGIA	PER	10	1/10	Sì	Singola	500
07.2370.32	PIPETTE GRADUATE SIEROLOGIA	PER	25	2/10	Sì	Singola	200
07.2350.05	PIPETTE GRADUATE SIEROLOGIA	PER	1	1/100	No	200	1000
07.2350.07	PIPETTE GRADUATE SIEROLOGIA	PER	2	1/100	No	200	1000
07.2350.11	PIPETTE GRADUATE SIEROLOGIA	PER	5	1/10	No	100	500
07.2350.17	PIPETTE GRADUATE SIEROLOGIA	PER	10	1/10	No	100	500
07.2360.05	PIPETTE GRADUATE SIEROLOGIA	PER	1	1/100	Sì	25	1000
07.2360.11	PIPETTE GRADUATE SIEROLOGIA	PER	5	1/10	Sì	25	500
07.2360.17	PIPETTE GRADUATE SIEROLOGIA	PER	10	1/10	Sì	25	500