

# PIPETTE GRADUATE PER SIEROLOGIA



Cod. 07.2360.17

PIPETTE GRADUATE PER SIEROLOGIA ml 10 div. 1/10 sterile cf 25 imballo 500

## Descrizione

Pipette in polistirolo per sierologia, graduate a volume sino alla punta.

Precotonate.

Disponibili sterili in confezione singola, multipla e non sterili.

## Dati Tecnici

|                    |      |
|--------------------|------|
| Capacità (ml)      | 10   |
| Divisione (ml)     | 1/10 |
| Sterile            | Sì   |
| Confezione (pezzi) | 25   |
| Imballo (pezzi)    | 500  |

## Varianti

| Codice     | Prodotto                        | Capacità (ml) | Divisione (ml) | Sterile | Confezione (pezzi) | Imballo (pezzi) |
|------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------|--------------------|-----------------|
| 07.2370.05 | PIPETTE GRADUATE PER SIEROLOGIA | 1             | 1/100          | Sì      | Singola            | 1000            |

|            |                                   |     |    |       |    |         |      |
|------------|-----------------------------------|-----|----|-------|----|---------|------|
| 07.2370.07 | PIPETTE<br>GRADUATE<br>SIEROLOGIA | PER | 2  | 1/100 | Sì | Singola | 1000 |
| 07.2370.11 | PIPETTE<br>GRADUATE<br>SIEROLOGIA | PER | 5  | 1/10  | Sì | Singola | 500  |
| 07.2370.17 | PIPETTE<br>GRADUATE<br>SIEROLOGIA | PER | 10 | 1/10  | Sì | Singola | 500  |
| 07.2370.32 | PIPETTE<br>GRADUATE<br>SIEROLOGIA | PER | 25 | 2/10  | Sì | Singola | 200  |
| 07.2350.05 | PIPETTE<br>GRADUATE<br>SIEROLOGIA | PER | 1  | 1/100 | No | 200     | 1000 |
| 07.2350.07 | PIPETTE<br>GRADUATE<br>SIEROLOGIA | PER | 2  | 1/100 | No | 200     | 1000 |
| 07.2350.11 | PIPETTE<br>GRADUATE<br>SIEROLOGIA | PER | 5  | 1/10  | No | 100     | 500  |
| 07.2350.17 | PIPETTE<br>GRADUATE<br>SIEROLOGIA | PER | 10 | 1/10  | No | 100     | 500  |
| 07.2360.05 | PIPETTE<br>GRADUATE<br>SIEROLOGIA | PER | 1  | 1/100 | Sì | 25      | 1000 |
| 07.2360.11 | PIPETTE<br>GRADUATE<br>SIEROLOGIA | PER | 5  | 1/10  | Sì | 25      | 500  |
| 07.2360.17 | PIPETTE<br>GRADUATE<br>SIEROLOGIA | PER | 10 | 1/10  | Sì | 25      | 500  |