

PIPETTE PER SIEROLOGIA

Cod. 07.2380.05

PIPETTE PER SIEROLOGIA ml 1 div. 1/100 cf 10 sterili imballo 1000



Descrizione

A foro largo. Pipette polistirolo per sierologia, graduate a volume sino alla punta. Sterili e precotonate, in sacchetti da 10 pezzi
Confezione da 1000 pezzi.

Dati Tecnici

Capacità (ml)	1
Divisione (ml)	1/100
Sterile	Sì
Confezione (pezzi)	10/1000
Imballo (pezzi)	1000

Varianti

Codice	Prodotto	Capacità (ml)	Divisione (ml)	Imballo (pezzi)
07.2380.05	PIPETTE PER SIEROLOGIA	1	1/100	1000
07.2380.07	PIPETTE PER SIEROLOGIA	2	1/100	1000
07.2380.11	PIPETTE PER SIEROLOGIA	5	1/10	500
07.2380.17	PIPETTE PER SIEROLOGIA	10	1/10	500

