

PIPETTE PER SIEROLOGIA

Cod. 07.2380.17

PIPETTE PER SIEROLOGIA ml 10 div. 1/10 cf 10 sterili imballo 500



Descrizione

Pipette in polistirolo per sierologia a foro largo, graduate a volume sino alla punta.
Sterili e precotonate, in sacchetti da 10 pezzi.

Dati Tecnici

Capacità (ml)	10
Divisione (ml)	1/10
Imballo (pezzi)	500

Varianti

Codice	Prodotto	Capacità (ml)	Divisione (ml)	Imballo (pezzi)
07.2380.05	PIPETTE PER SIEROLOGIA	1	1/100	1000
07.2380.07	PIPETTE PER SIEROLOGIA	2	1/100	1000
07.2380.11	PIPETTE PER SIEROLOGIA	5	1/10	500
07.2380.17	PIPETTE PER SIEROLOGIA	10	1/10	500