

PIPETTE PASTEUR

Cod. 07.2430.00



PIPETTE PASTEUR NON STERILI lungh.mm. 150 cap. totale ml 5 grad.ml
0,25/0,5/0,75/1 cf 500 imballo 5000

Descrizione

Pipette Pasteur non sterili stampate in PE-LD monouso con eccellente riproducibilità del numero di gocce per ml.

Bulbo della pipetta stampata in un solo pezzo.

Resistono a metodi di sterilizzazione basati su gas o raggi gamma.

Dati Tecnici

Lunghezza (mm)	150
Diametro capillare (mm)	5
Capacità totale (ml)	5
Gocce / ml	30
Graduazione (ml)	0,25/0,5/0,75/1
Confezione (pezzi)	500
Imballo (pezzi)	5000