

PIPETTE PASTEUR

Cod. 07.2440.00



PIPETTE PASTEUR NON STERILI lungh.mm. 150 cap.totale ml 7 grad.ml.
0,5/1/1,5/2/2,5/3 cf 500 imballo 5000

Descrizione

Pipette Pasteur non sterili stampate in PE-LD monouso con eccellente riproducibilità del numero di gocce per ml.

Bulbo della pipetta stampata in un solo pezzo.

Resistono a metodi di sterilizzazione basati su gas o raggi gamma.

Dati Tecnici

Lunghezza (mm)	150
Diametro capillare (mm)	7,8
Capacità totale (ml)	7
Gocce / ml	26
Graduazione (ml)	0,5/1/1,5/2/2,5/3
Confezione (pezzi)	500
Imballo (pezzi)	5000