

PIPETTE PASTEUR

Cod. 07.2490.00



PIPETTE PASTEUR lungh.mm. 150 cap.totale ml 7 grad.ml. 0,5/1/1,5/2/2,5/3
cf 20 imballo 1000

Descrizione

Pipette Pasteur stampate in PE-LD monouso con eccellente riproducibilità del numero di gocce per ml.

Bulbo della pipetta stampata in un solo pezzo.

Irraggiate.

Dati Tecnici

Lunghezza (mm)	150
Diametro capillare (mm)	7,8
Capacità totale (ml)	7
Gocce / ml	26
Graduazione (ml)	0,5/1/1,5/2/2,5/3
Confezione (pezzi)	20
Imballo (pezzi)	1000

Varianti

Codice	Prodotto	Diametro capillare (mm)	Capacità totale (ml)	Gocce / ml	Graduazione (ml)	Confezione (pezzi)
--------	----------	-------------------------	----------------------	------------	------------------	--------------------

07.2530.00	PIPETTE PASTEUR	5	5	30	0,25/0,5/0,75/1	1
07.2480.00	PIPETTE PASTEUR	5	5	30	0,25/0,5/0,75/1	20
07.2540.00	PIPETTE PASTEUR	7,8	7	26	0,5/1/1,5/2/2,5/3	1
07.2490.00	PIPETTE PASTEUR	7,8	7	26	0,5/1/1,5/2/2,5/3	20