

# PIPETTE PASTEUR

Cod. 07.2530.00



PIPETTE PASTEUR lungh.mm. 150 cap.totale ml 5 grad. MI 0,25/0,5/0,75/1 cf  
singola imballo 1000

## Descrizione

Pipette Pasteur stampate in PE-LD monouso con eccellente riproducibilità del numero di gocce per ml.

Bulbo della pipetta stampata in un solo pezzo.

Irraggiate.

## Dati Tecnici

Lunghezza (mm)	150
Diametro capillare (mm)	5
Capacità totale (ml)	5
Gocce / ml	30
Graduazione (ml)	0,25/0,5/0,75/1
Confezione (pezzi)	1
Imballo (pezzi)	1000

## Varianti

Codice	Prodotto	Diametro capillare (mm)	Capacità totale (ml)	Gocce / ml	Graduazione (ml)	Confezione (pezzi)
--------	----------	-------------------------	----------------------	------------	------------------	--------------------

---

07.2530.00	PIPETTE PASTEUR	5	5	30	0,25/0,5/0,75/1	1
07.2480.00	PIPETTE PASTEUR	5	5	30	0,25/0,5/0,75/1	20
07.2540.00	PIPETTE PASTEUR	7,8	7	26	0,5/1/1,5/2/2,5/3	1
07.2490.00	PIPETTE PASTEUR	7,8	7	26	0,5/1/1,5/2/2,5/3	20

---