

CUVETTE PER ANALYZER



Cod. 07.2030.10

CUVETTE PER ANALYZER PS CF 1000 PER AUTONALYZER Technicon / Konelab / Beckman 14x22 1,5 ml

Descrizione

Cuvette in polistirolo per autoanalyzer TECHNICON®, BECKMAN®, KONELAB®, CENTRIFICHEM®, GENSEAC® e HITACHI®.

Dati Tecnici

Modello	Technicon / Konelab
Dimensioni (Øxh mm)	17x38
Capacità (ml)	4,0
Confezione (pezzi)	1000

Varianti

Codice	Prodotto	Modello	Dimensioni (Øxh mm)	Capacità (ml)
07.2040.02	CUVETTE PER ANALYZER	Centrifichem	14x16	0,25
07.2030.07	CUVETTE PER ANALYZER	Technicon / Konelab	14x24	2,0
07.2030.14	CUVETTE PER ANALYZER	Technicon / Konelab / Beckman	14x22	1,5
07.2030.10	CUVETTE PER ANALYZER	Technicon / Konelab	17x38	4,0
07.2050.09	CUVETTE PER ANALYZER	Hitachi	17x38	3,0

07.2030.04	CUVETTE PER ANALYZER	Technicon / Beckman / 14x25	0,5
		Genseac	