

CUVETTE PER ANALYZER



Cod. 07.2050.09

Cuvette per autoanalyzer Hitachi® Mod: 705 - 706 - 712 - 7250-M/40 - S40
polistirolo confezione 1000 pezzi

Descrizione

Cuvette in polistirolo per autoanalyzer TECHNICON®, BECKMAN®, KONELAB®, CENTRIFICHEM®, GENSEAC® e HITACHI®.

Dati Tecnici

Modello	Hitachi
Dimensioni (Øxh mm)	17x38
Capacità (ml)	3,0
Confezione (pezzi)	1000

Varianti

Codice	Prodotto	Modello	Dimensioni (Øxh mm)	Capacità (ml)
07.2040.02	CUVETTE PER ANALYZER	Centrifichem	14x16	0,25
07.2030.07	CUVETTE PER ANALYZER	Technicon / Konelab	14x24	2,0
07.2030.14	CUVETTE PER ANALYZER	Technicon / Konelab / Beckman	14x22	1,5
07.2030.10	CUVETTE PER ANALYZER	Technicon / Konelab	17x38	4,0
07.2050.09	CUVETTE PER ANALYZER	Hitachi	17x38	3,0

07.2030.04	CUVETTE PER ANALYZER	Technicon / Beckman / 14x25	0,5
		Genseac	